

Selon les recommandations **AFNOR SPEC S76-001** et le **protocole d'essais DGA du 25 mars 2020**

- Portez ce masque quand vous êtes **en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.**
- Vérifiez toujours que le masque est **bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.**
- Attention: si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- **Ce masque ne remplace pas les gestes barrières** (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). **Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.**

### Recommandations de manipulations des masques



Lavez vous les mains  
(+/- 30 secondes)



Ajustez l'élastique du  
haut derrière la nuque



Ajustez l'élastique du bas  
sur l'arrière du crâne



Utilisation maximale  
du masque = 4H



Retirez le masque  
par les élastiques

- Avant de mettre un masque: se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.
- Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche, le menton. Veiller à l'ajuster au mieux sur le visage et vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte.
- Lorsque l'on porte un masque: éviter de le toucher; ne pas déplacer le masque.
- Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.
- Si besoin de boire ou de manger, changer de masque.
- Lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque et ne pas réutiliser des masques à usage unique.
- Pour retirer le masque: l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque); le jeter immédiatement dans un contenant fermé ou prévu à cet usage; se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

### Stockage

Stocker le masque dans son emballage protecteur, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75% et à une température comprise entre -2°C et +55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.

### Entretien des masques

Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.

### Explication sur la méthode de lavage

Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent classique pendant, au minimum, 30 minutes.

Séchage complet en tambour préconisé (sèche linge).

Dans le cas d'un séchage conventionnel, votre masque nécessite un repassage à la vapeur d'une température compatible avec sa composition (150°C max).

Stocker le masque propre dans un sac hermétique, tel qu'un sachet plastique ou un sac de congélation.



### Composition de la matière principale

Masque composé de deux couches: Double face piqué CottonClub® - Extérieur: 64% rPET 2Life® | Intérieur: 36% Tencel®

### Sécurité

Preuves des performances annoncées: Rapport d'essais **DGA RP/20-3855v2**

Classification: Masque Grand Public - Catégorie 1 à usage non sanitaire.

Protection du porteur (flux à l'inspiration) | filtration des particules de 3µm = **100%** | particules fines de 1 µm = **99%**

Rétentions des projections (flux à l'expiration) | filtration des particules de 3µm = **100%** | particules fines de 1 µm = **99%**

Respirabilité, essai de perméabilité à l'air, **307** L.m-2.s-1 pour une dépression de 100 Pa.

La respirabilité permet le port du masque pour une utilisation continue de 4h - Tests réalisés par nos soins.

Ce masque a été testé pour 10 lavages, les résultats ci-dessus ne sont pas garantis au-delà de 10 lavages.

### Avertissement

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus. Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire du covid-19.

### Certifications



**A NOTER**

L'ensemble des  
tissus composant  
nos masques sont  
certifiés Origine  
France Garantie.

Nos masques sont confectionnés  
en Europe.



14.HFR.37144 HOHENSTEIN HTTI  
Nos productions respectent la  
réglementation REACH